

Kühlboxen

Mit den Kühlboxen können BEREK-KIT Glasflaschen und BEREK-KIT small Behälter in temperaturkontrolliertem Zustand zum Dopingkontrolllabor transportiert werden.

Universal Kühlbox "small" / Art.-Nr. 94-1130

Menge Kit pro Box	18 BEREK-KIT small Behälter (9 Kits) 4-6 BEREK-KIT urin Flaschen (2-3 Kits)
Performance:	Sommer 3°C – 9°C für 48 Stunden Winter 2°C – 8°C für 48 Stunden Test und Bedienungsreporthe sind auf Anfrage erhältlich. Es ist empfohlen vor Gebrauch selbst Testläufe durchzuführen.
Dimensionen:	Aussen: 31x21x22cm = 308x203x220mm Innen: 22x12x6.6cm = 216x120x66mm
Gewicht:	3.5kg pro Stück
Lebensdauer:	18 Monate nach Produktion
Universal Kühlbox "small"	(art-no. 94-1130)
Ersatzdeckel "small"	(art-no. 94-1131)
Aussentasche (mit 10 ClipSeals)	(separat) auf Anfrage



Universal Kühlbox "large" / Art.-Nr. 94-1132

Menge Kit pro Box	30 BEREK-KIT small Behälter (15 kits) 6-8 BEREK-KIT urin Flaschen (3-4 kits)
Performance:	Sommer 2°C – 8°C für 48 Stunden Winter 1.5°C – 3°C für 48 Stunden Test und Bedienungsreporthe sind auf Anfrage erhältlich. Es ist empfohlen vor Gebrauch selbst Testläufe durchzuführen.
Dimensionen:	Aussen: 36x31x27cm = 356x304x262mm Innen: 24x22x12.5cm = 238x213x121mm
Gewicht:	5.4kg pro Stück
Lebensdauer:	18 Monate nach Produktion
Universal Kühlbox "large"	(art-no. 94-1132)
Ersatzdeckel "large"	(art-no. 94-1133)
Aussentasche	(separat, mit 10 ClipSeals) auf Anfrage

